

Anticorpo Policlonal Als2 Coelho Pab Para Als2 (Alsin) Com Aplicações Em Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q96Q42

Número do item: CM0029479

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana ALS2 (alsina), validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Tem como alvo uma proteína associada à esclerose lateral amiotrófica com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALS2 Coelho pAb
Observações/Apelido	ALSJ; PLSJ; IAHSF; ALS2CR6; ALS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57679
GeneID	57679
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-429 da ALS2 humana (NP_065970.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Q42
Peso Proteico	184kDa
Envio	Bolsa de gelo