

Ampd1 Coelho Pab Para Wb, Elisa - P23109

Número do item: CM0030819

introdução

AMPD1 Coelho pAb é um anticorpo policlonal produzido contra um peptídeo sintético da AMP deaminase 1 humana. Validado para WB e ELISA, detecta AMPD1 humano, de camundongo e rato, uma enzima chave no metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPD1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	270
GeneID	270
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da AMPD1 humana (P23109)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23109
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo