

Ampd3 Rabbit Pab Para Wb - Q01432

Número do item: CM0025018

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AMPD3 validado para Western Blot e ELISA. Detecta a desaminase de AMP 3 humana, de rato e de camundongo, uma enzima chave no metabolismo energético. Ideal para pesquisa sobre metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	272
ID do Gene	272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do AMPD3 humano (NP_000471.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01432
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo