


Amsh Rabbit Mab - O95630

Número do item: CM0003288



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o AMSH humano (proteína de ligação STAM) para WB e ELISA; reage cruzadamente com macaco. Ideal para pesquisa da via de ubiquitina e classificação endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMSH Rabbit mAb
Observações/Apelido	AMSH; MICCAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10617
ID do Gene	10617
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do AMSH humano (O95630)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco
SWISS	O95630
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo