


Anapc10 Rabbit Pab - Q9Um13

Número do item: CM0030647



introdução

O ANAPC10 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal reativo contra ANAPC10 humano, de camundongo e de rato (21kDa), adequado para WB e ELISA. Ele tem como alvo a subunidade 10 do APC/C, um regulador chave da progressão do ciclo celular e da ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANAPC10 Rabbit pAb
Observações/Alias	DOC1; APC10; ANAPC10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10393
GeneID	10393
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do ANAPC10 humano (NP_055700.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UM13
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Gelo reciclável