


Anticorpo Policlonal De Coelho Angel2 Para Wb, Elisa - Q5Vte6

Número do item: CM0016265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ANGEL2 humano (RNA 2',3'-fosfatase cíclica) validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de processamento de RNA mitocondrial e reciclagem de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho ANGEL2
Observações/Apelido	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90806
ID do Gene	90806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-170 do ANGEL2 humano (NP_653168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5VTE6
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de Gelo