


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Annexina A4/Annexina Iv Para Wb, Elisa - P09525

Número do item: CM0030268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Annexina A4, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar fusão de membrana e exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Annexina A4/Annexina IV
Observações/Apelidos	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexina A4/Annexina IV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	307
GeneID	307
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-321 da Annexina A4/Annexina IV humana (NP_001144.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09525
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo