


Anticorpo Policlonado De Coelho Para Annexina A6/Annexina Vi Para Wb E Elisa - P08133

Número do item: CM0025202



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Annexina A6/Annexina VI humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar sinalização por cálcio e processos relacionados à membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Annexina A6/Annexina VI
Observações/Alíase	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexina A6/Annexina VI
Espécie	Humana
ID do Gene	309
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Annexina A6/Annexina VI humana (NP_001146.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08133
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo