

Anprb/Nrp2 Pab De Coelho - P20594

Número do item: CM0021008

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ANPRB/NRP2, validado para WB e ELISA em amostras humanas. Este receptor liga-se ao CNP e regula o crescimento esquelético, com peso molecular de 117 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ANPRB/NRP2 pAb de coelho
Observações/alias	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4882
ID do gene	4882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-320 do ANPRB/NRP2 humano (NP_003986.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P20594
Peso da proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo