

Ant2/Slc25A5 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05141

Número do item: CM0017385

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANT2/SLC25A5, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece ANT2 de humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisa de apoptose mitocondrial, metabolismo e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANT2/SLC25A5 pAb de coelho
Observações/Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; SLC25A5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	292
GeneID	292
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P05141
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo