


Anticorpo Monoclonal Anti-14-3-3 Alpha/Beta Para Wb, Elisa - P31946

Número do item: CM0010492



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a 14-3-3 alpha/beta humano (YWHAB). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose, osteogênese e sinalização por quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 alpha/beta mAb de coelho
Observações/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Espécie	Humano
GeneID	7529
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 147-246 do 14-3-3 alpha/beta humano (P31946).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31946
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo