


Anticorpo Policlonal Anti-14-3-3 Alfa/Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Número do item: CM0016163



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-14-3-3 alfa/beta validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Tem como alvo o 14-3-3 beta/alfa humano (P31946), com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 alfa/beta pAb de Coelho
Observações/Apelido	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alfa/beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7529
GeneID	7529
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-246 do 14-3-3 alfa/beta humano (NP_003395.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlosais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31946
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo