


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-14-3-3-Beta/Zeta Para Wb, Elisa - P31946 / P63104

Número do item: CM0004100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra 14-3-3 beta/zeta humano (YWHAB/YWHAZ). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3-beta/zeta mAb de Coelho
Observações/Alias	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3-beta/zeta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7529/7534
ID do Gene	7529/7534
Imunógeno	Pepídeo Sintético Pepídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do 14-3-3 beta/zeta humano (P31946).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31946/P63104
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo