


Anti-14-3-3 Beta/Zeta Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P31946 / P63104

Número do item: CM0009401



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra 14-3-3 beta/zeta humano (P31946/P63104), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece proteína de 28 kDa; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 beta/zeta Rabbit mAb
Observações/Apelido	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 beta/zeta
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7529/7534
GeneID	7529/7534
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do 14-3-3 beta/zeta humano (P31946))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31946/P63104
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo