


Anticorpo Monoclonal Anti-14-3-3 Epsilon Para Wb, Elisa - P62258

Número do item: CM0008120



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra 14-3-3 epsilon humano (P62258), validado para WB e ELISA. Adequado para detectar 14-3-3 epsilon endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 epsilon Rabbit mAb
Observações/Apelido	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7531
GeneID	7531
Imunógeno	Pepetideo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do 14-3-3 epsilon humano (P62258)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62258
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo