


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-14-3-3 Epsilon Para Wb, If/Icc, Elisa - P62258

Número do item: CM0016427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra 14-3-3 epsilon humana (29kDa), validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunogênio recombinante (aa 73-163). Apoia pesquisas sobre sinalização celular, vias antivirais e interações proteicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 epsilon Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7531
GeneID	7531
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-163 da 14-3-3 epsilon humana (NP_006752.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62258
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo