


Anticorpo Policlonal Anti-14-3-3 Gamma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Número do item: CM0028112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-14-3-3 gamma validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com 14-3-3 gamma (28 kDa) humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de transdução de sinal, adesão celular e biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 gamma Coelho pAb
Observações/Apelidos	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7532
ID do Gene	7532
Imunógeno	Pepetídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do 14-3-3 gamma humano (NP_036611.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61981
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo