


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-14-3-3 Sigma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Número do item: CM0005375



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-14-3-3 sigma de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Alta especificidade para 14-3-3 sigma humano e murino (P31947), uma proteína adaptadora que regula o ciclo celular e a sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 sigma Rabbit mAb
Observações/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2810
GeneID	2810
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína 14-3-3 sigma humana (P31947).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31947
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo