


Anticorpo Policlonal Anti-14-3-3 Theta Para Wb, Elisa - P27348

Número do item: CM0022464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a 14-3-3 theta humana (YWHAQ) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Proteína adaptadora de sinalização de 28 kDa. P27348.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 Theta Rabbit pAb
Observações/Apelido	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Espécie	Humano
GeneID	10971
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 49-149 da 14-3-3 Theta humana (NP_006817.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27348
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo