

Anticorpo Monoclonal Anti-14-3-3 Zeta/Ywhaz Para Wb, If/Icc, Elisa - P63104

Número do item: CM0007426



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a 14-3-3 zeta/YWHAZ (P63104). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo das vias de sinalização de proteínas adaptadoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-14-3-3 zeta/YWHAZ
Observações/alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 zeta/YWHAZ
Espécie	Humano
GeneID	7534
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 145-245 de YWHAZ humano (NP_002267.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P63104
Peso da proteína	19kDa/28kDa
Envio	Bolsa de gelo