

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-4-1Bbl/Cd137L Para Wb, Elisa - P41273

Número do item: CM0010635



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para 4-1BBL/CD137L humano (TNFSF9). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de 27kDa. Útil para estudos de biologia de células T e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	4-1BBL/CD137L Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8744
GeneID	8744
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 155-254 do 4-1BBL/CD137L humano (P41273).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41273
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo