

Anticorpo Monoclonal Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Para Wb, Elisa - P10852

Número do item: CM0007371



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante contra SLC3A2 de camundongo (SWISS P10852), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da função dos transportadores de aminoácidos e da sinalização relacionada às integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	4F2hc/CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6520
GeneID	17254
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 105-526 de 4F2hc/CD98/SLC3A2 de camundongo (P10852).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10852
Peso da Proteína	58KDa
Envio	Bolsa de gelo