


Anticorpo Policlonal Anti-53Bp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12888

Número do item: CM0025982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra 53BP1 humano (TP53BP1), reativo com humano, rato, camundongo. Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Papel fundamental na resposta e reparo de danos ao DNA, manutenção de telômeros e recombinação de troca de classe.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	53BP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 895-1031 do TP53BP1 humano (NP_005648.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12888
Peso Proteico	214kDa
Envio	Saco de Gelo