


Anti-53Bp1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Número do item: CM0004439



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra 53BP1 humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína de 214kDa; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de dano e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	53BP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Espécie	Humano
ID do Gene	7158 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do 53BP1 humano (Q12888)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12888
Peso da Proteína	214kDa
Envio	Saco de gelo