


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor 5HT7 Para Wb, If-P, Elisa - P34969

Número do item: CM0002396



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o receptor 5HT7 humano (5-HT7, receptor de serotonina 7). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar a sinalização de RCPG mediada por serotonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor 5HT7 mAb de Coelho
Observações/Apelido	5-HT7; Receptor 5HT7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3363
GeneID	3363
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Receptor 5HT7 humano (P34969).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34969
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo