

Anticorpo Policlonal Anti-5T4 (Glicoproteína Do Trofoblasto) Para Wb, Elisa - Q13641

Número do item: CM0018039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a 5T4 humana (glicoproteína do trofoblasto). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Reconhece o inibidor da sinalização Wnt de 46 kDa para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	5T4 pAb de coelho
Observações/alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Espécie	Humana
GeneID	7162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-350 da 5T4 humana (NP_006661.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13641
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo