


Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Laminina De 67Kda Para Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Número do item: CM0028435



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-Receptor de Laminina de 67kDa validado em WB, IF/ICC, ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Explore os papéis do 67LR na montagem ribossômica, adesão celular e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Receptor de Laminina de 67kDa
Observações/Apelido	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Receptor de Laminina de 67kDa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3921
GeneID	3921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 do receptor de laminina humana de 67kDa (NP_002286.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08865
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo