


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Laminina De 67 Kda (Rpsa) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Número do item: CM0012473



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao receptor de laminina de 67 kDa (RPSA, 37LRP) para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece proteínas humanas, de camundongo e de rato.

Imunógeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 196-295. Ideal para pesquisas sobre câncer e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra o Receptor de Laminina de 67 kDa
Observações/Apelidos	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Receptor de Laminina de 67 kDa
Espécie	Humana
ID do Gene	3921
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 196-295 do Receptor de Laminina humano (P08865).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, de Camundongo, de Rato
SWISS	P08865
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo