

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Actina-1 (Acta1) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P68133

Número do item: CM0007180



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à α -Actina-1 (ACTA1) humana para Western blotting (WB), imunofluorescência (IF/ICC, IF-P) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para estudar o citoesqueleto do músculo esquelético e a motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	α -Actina-1 (ACTA1) Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58
ID do Gene	58
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da α -Actina-1 (ACTA1) humana (P68133)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68133
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo