


Anticorpo Policlonal Anti-A-Actinina-4 Para Wb, Elisa - O43707

Número do item: CM0023323



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a α -Actinina-4 humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre reticulação de F-actina, tráfego vesicular e biologia de junções de oclusão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	α -Actinina-4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinina-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81
GeneID	81
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 570-650 da α -Actinina-4 humana (NP_004915.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43707
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo