


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Actinina-4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43707

Número do item: CM0008977



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti- α -Actinina-4 validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudar o citoesqueleto de actina, junções celulares e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho Anti- α -Actinina-4
Observações/Alíase	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinina-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81
GeneID	81
Imunogénio	Péptido Sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da α -Actinina-4 humana (O43707)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43707
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo