

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Raf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Número do item: CM0005584



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra A-RAF humano (P10398). Validado para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Adequado para estudar sinalização mitogênica, diferenciação miogênica e vias cancerosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	A-RAF Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	369
GeneID	369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-290 de A-RAF humano (P10398)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10398
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo