

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti- α -Actina De Músculo Liso (Acta2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Número do item: CM0028491

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra α -actina de músculo liso (ACTA2) humano, de camundongo e de rato, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Adequado para o estudo da motilidade das células do músculo liso e do citoesqueleto em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	α -Actina de Músculo Liso (ACTA2) Rabbit pAb
Observações/Alias	ACTSA; α -Actina de Músculo Liso (ACTA2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59
ID do Gene	59
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da α -actina de músculo liso (ACTA2) humana (NP_001604.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62736
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo