

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti- α -Smooth Muscle Actin (Acta2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Número do item: CM0013516

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra α -Smooth Muscle Actin humana (ACTA2, P62736). Validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACTSA; α -Smooth Muscle Actin (ACTA2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59
ID do Gene	59
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da α -Smooth Muscle Actin humana (ACTA2) (NP_001604.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62736
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo