


Anticorpo Monoclonal Anti-A-Sinucleína Para Wb - P37840

Número do item: CM0006519



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra α -Sinucleína humana (PD1, NACP, PARK1/4). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Essencial para pesquisa de função sináptica e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti- α -Sinucleína
Observações/Apelido	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Sinucleína
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6622
ID do Gene	6622
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-140 da α -Sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Envio	Em saco de gelo