


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Sinucleína Para Wb, If, Ihc, Elisa - P37840

Número do item: CM0006570



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante α -Sinucleína (P37840) validado para WB, IF, IHC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. 14 kDa. Adequado para pesquisa de função sináptica, neurodegeneração e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb de Coelho α -Sinucleína
Observações/Apelido	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -Sinucleína
Espécie	Humano
ID do Gene	6622 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-140 da α -Sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Saco de gelo