


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Sinucleína Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P37840

Número do item: CM0007447



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a α -sinucleína humana (P37840), validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre neurodegeneração e desenvolvimento de ensaios para diagnóstico in vitro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti- α -sinucleína
Observações/alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -sinucleína
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6622
GeneID	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da α -sinucleína humana (NP_000336.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P37840
Peso da proteína	14 kDa
Transporte	Bolsa de gelo