

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Tubulina Para Wb - P68366

Número do item: CM0011002

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti- α -tubulina de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta α -tubulina humana, de camundongo e de rato (~50 kDa). Ideal para estudos de pesquisa de microtúbulos e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho α -Tubulina
Observações/Apelido	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -Tubulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7277
ID do Gene	7277
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 349-448 da α -tubulina humana (P68366).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68366
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Saco com gelo