

Anticorpo Policlonal Anti-A1Bg Para Wb, Elisa - P04217

Número do item: CM0014304

introdução

pAb de Coelho A1BG (Anticorpo Policlonal) validado para WB, ELISA com reatividade cruzada para Humano, Rato, Camundongo. Imunogênio recombinante, 54kDa. Ideal para pesquisa de proteínas plasmáticas e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho A1BG
Observações/Apelido	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1
ID do Gene	1
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 236-495 do A1BG humano (NP_570602.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04217
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo