

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-A1Cf (Fator De Complementação Apobec1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq94

Número do item: CM0014005



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-A1CF validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta o fator de complementação APOBEC1 humano, de camundongo e de rato, um componente essencial do complexo de edição de mRNA APOB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	A1CF Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29974
ID do Gene	29974
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-120 da A1CF humana (NP_055391.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ94
Peso da Proteína	65kDa
Transporte	Bolsa de gelo