


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aaas Para Wb E Elisa - Q9Nrg9

Número do item: CM0029194



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AAAS validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com a proteína Aladin (AAAS) humana (ID do gene: 8086, ~60 kDa). Ideal para pesquisas sobre a função do complexo de poro nuclear, desenvolvimento do sistema nervoso e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AAAS Rabbit pAb
Observações/Alias	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
Espécie	Humana
ID do Gene	8086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 287-546 da AAAS humana (NP_056480.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NRG9
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo