

Anticorpo Policlonal Anti-Aadac Para Wb, Elisa - P22760

Número do item: CM0015677

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra AADAC humano (desacetilase de arilacetamida), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante (aa 170-399). Útil para o estudo da atividade da lipase de triglicerídeos, do metabolismo de xenobióticos e de vias relacionadas ao fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AADAC Rabbit pAb
Observações/Apelido	DAC; CES5A1; AADAC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	13
GeneID	13
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-399 do AADAC humano (NP_001077.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22760
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo