

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Aadat Para Wb, Elisa - Q8N5Z0

Número do item: CM0018322



introdução

O AADAT Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra o AADAT humano. Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato e auxilia na pesquisa sobre aminotransferases e metabolismo da quinurenina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AADAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51166
GeneID	51166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-429 do AADAT humano (NP_001273611.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q8N5Z0
Peso Proteico	47kDa
Transporte	Saco de gelo