

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aadat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Número do item: CM0013379



introdução

AADAT Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta AADAT (KAT2/KYAT2) em amostras humanas, de camundongo e rato, ideal para estudar funções de aminotransferase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AADAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51166
ID do Gene	51166
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-429 do AADAT humano (NP_001273611.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5Z0
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo