


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Aak1 Para Wb, Elisa - Q2M2I8

Número do item: CM0024199



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra AAK1 humano, validado para Western blotting e ELISA. Tem como alvo a proteína quinase 1 associada a AP2, um regulador da endocitose mediada por clatrina. Ideal para pesquisas sobre endocitose e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AAK1 Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene	22848
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 da AAK1 humana (NP_055726.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q2M2I8
Peso da Proteína	103 kDa
Envio	Bolsa de gelo