

Anticorpo Monoclonal Anti-Aamp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13685

Número do item: CM0002613

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AAMP validado para Western blot (WB), imunofluorescência/imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA; apresenta reação cruzada com AAMP humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de angiogênese e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AAMP Rabbit mAb
Observações/Apelido	AAMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	14
GeneID	14
Imunógeno	Peptídeo sintético; peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da AAMP humana (Q13685).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13685
Peso da Proteína	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo