


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aanat Para Wb E Elisa - Q16613

Número do item: CM0014228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a serotonina N-acetiltransferase humana (AANAT) para Western blotting e ELISA. Imunogênio de proteína recombinante (aa 1-207). Útil para estudos de biossíntese de melatonina e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AANAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	DSPS; SNAT; AANAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	15
ID do Gene	15
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 da AANAT humana (NP_001079.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16613
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo