

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aar2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y312

Número do item: CM0019338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AAR2 de alta qualidade, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com AAR2 humano e de camundongo, um componente do snRNP U5 essencial para a montagem do spliceossomo e o splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AAR2
Observações/Apelido	CGI-23; C20orf4; AAR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25980
GeneID	25980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do AAR2 humano (NP_056326.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y312
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo