

Anticorpo Policlonal Anti-Aars2 Para Wb, Elisa - Q5Jtz9

Número do item: CM0027023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a AARS2 humana (Alanil-tRNA sintetase, mitocondrial), adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos de biossíntese de proteínas mitocondriais, edição e lactilação de proteínas. - Q5J TZ9

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AARS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57505
ID do Gene	57505
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 841-985 de AARS2 humana (NP_065796.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5J TZ9
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Embolsa de gelo