


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aars2 Para Wb E Elisa - Q5Jtz9

Número do item: CM0026210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AARS2 validado para aplicações de WB e ELISA, detectando a ligase de alanil-tRNA mitocondrial humana e de camundongo. Envolvido na tradução de proteínas e inibição da sinalização cGAS/STING.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] AARS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
Espécie	Humano
ID do Gene	57505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 491-620 do AARS2 humano (NP_065796.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5JTZ9
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Saco com gelo